



HOLTER



Lifecard CF 12™

REGISTRATORE DIGITALE HOLTER A 12 DERIVAZIONI




Dimensioni Reali

Lifecard 12 CF può essere fornito come un completo registratore a 12 canali o come modulo a 12 canali da usarsi con qualunque registratore Lifecard CF già in uso.

soluzioni innovative, servizio di qualità

Si passa da Lifecard CF a Lifecard CF 12 semplicemente cambiando il cavo paziente



La più recente tecnologia per la registrazione Holter

Perchè modulare?

Fino ad ora, per seguire la registrazione delle 12 derivazioni su alcuni pazienti, mantenendo l'uso convenzionale di tre canali per gli esami di routine si doveva pianificare il lavoro per riservare l'uso dei registratori a 12 canali ai casi che lo richiedevano. L'alternativa era acquistare tutti i registratori con 12 canali anche per effettuare gli esami standard, ossia la maggioranza di essi, con significativi aggravii di costi.

Ora è disponibile la risorsa della modularità con il modello Lifecard CF 12, il registratore configurabile Del Mar Reynolds.

Qualunque registratore digitale Lifecard CF può essere equipaggiato con il modulo LC12 al posto del normale cavo paziente a tre canali. Il cavetto a 10 elettrodi è realizzato con i terminali più corti possibile che fanno capo ad una leggerissima testina paziente da mettere all'altezza dello sterno. La testina intelligente possiede anche 12 amplificatori ECG.

La testina è alimentata dalla batteria del Lifecard CF a beneficio della leggerezza e senza dovere ricordarsi di essa. L'ECG predigitalizzato è inviato al Lifecard CF tramite un sottile e flessibile cavetto evitando l'esigenza di voluminosi cavetti a terminali da applicare sul torace del paziente.

ECG di qualità diagnostica

Oltre alla risoluzione continua tipica per l'esame Lifecard CF12 registra in modo intermittente 10 sec di ECG di qualità diagnostica, suscettibile di essere interpretato da validati sistemi interpretativi di tipo automatico (ovviamente con il paziente supino durante la registrazione ad alta risoluzione).

Display incorporato per il controllo preliminare

Con i 10 elettrodi che rilevano le 12 derivazioni è ancora più importante avere la capacità di eseguire il controllo delle tracce nella fase di avviamento.

Lifecard 12 - Specifiche*

Memoria	256MB removable CF card	Rilevazione pacemaker	Su tutti i canali
Operatività	10 electrode 12 canali 24 h		
Compressione dati	Nessuna		

*Le specifiche riportate integrano quelle del Lifecard CF e possono subire variazioni

www.delmarReynolds.com



Del Mar Reynolds Medical Ltd.
1 Harford Court, John Tate Road,
Hertford, SG13 7NW, United Kingdom.
Tel: +44 (0)1992 507700
Fax: +44 (0)1992 501213
Email: europe@dmr.ferrarisgroup.com

Del Mar Reynolds Medical, Inc.
13 Walnut, Irvine
CA 92618-2837, USA
Tel: +1 (800)423-0480
Fax: +1 (949)699-3380
Email: usa@dmr.ferrarisgroup.com

Distributed by:

Monitoraggio Holter

©2004 Del Mar Reynolds Medical, Hertford, UK & Irvine, CA, USA. All rights reserved.

Not available for sale pending regulatory clearance

Issue 2

A Ferraris Group Company www.ferrariscardiorespiratory.com